

EVIS LUCERA ELITE

优良的可视性
便捷的操控性

内镜诊疗的细节，由此一一呈现。

奥林巴斯利用先进技术，提升医疗品质。

EVIS LUCERA ELITE内镜系统

引领内镜诊疗 新“镜”界



OLYMPUS

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司
北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层
代表电话: 010-58199000

奥林巴斯医疗株式会社
日本本部: 日本国东京都新宿区Shinjuku Monolith
AD0025SV-横版 V02-1601

电子胃镜 国食药监械(进)字2014第3220395号
电子结肠镜 国食药监械(进)字2014第3220518号
图像处理装置 国食药监械(进)字2013第224692号
内镜冷光源 国食药监械(进)字2013第225462号
沪医械广审(文)第2016010008号

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

OLYMPUS

Your Vision, Our Future



- 双焦距功能让用户可以设定不同的对焦点。仅需按下一个按钮，即可在较近视野和常规视野中自由切换景深。
- NBI的观察距离较前代产品大幅增加。这大大改善了NBI的临床应用效果。
- RIT (反应性插入技术) 有效促进结肠镜检查。
- “ScopeGuide”可以提供内镜位置和形态的实时的3D图像。这种新的观察方式让医生在内镜刚刚形成环时即可发现，避免了内镜打结之后再解结这样复杂的操作，从而有效缩短内镜插入时间和减轻患者不适感。

EVIS LUCERA ELITE 电子结肠镜
CF-HQ290L/I

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司
北京总部: 北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层 代表电话: 010-58199000

奥林巴斯医疗株式会社
日本本部: 日本国东京都新宿区Shinjuku Monolith

国食药监械(进)字2014第3220518号
沪医械广审(文)第2015121334号
AD0035SV V02-1601



- 双焦距功能让用户可以设定不同的对焦点。仅需按下一个按钮，即可在较近视野和常规视野中自由切换景深。
- NBI的观察距离较前代产品大幅增加。这大大改善了NBI的临床应用效果。
- 副送水功能在内镜的观察和治疗过程中，保证了黏膜的清晰和洁净。
- 无需防水帽，不必担心因意外浸泡而产生的昂贵的维修费用。

EVIS LUCERA ELITE 电子胃镜
GIF-HQ290

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司
北京总部: 北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层 代表电话: 010-58199000

奥林巴斯医疗株式会社
日本本部: 日本国东京都新宿区Shinjuku Monolith

国食药监械(进)字2014第3221944号
沪医械广审(文)第2015121333号
AD0028SV V02-1601

170系统，专注早癌筛查


NBI功能突显病变细微改变，帮助识别消化道早癌

采用LED光源，亮度提高，同时灯泡使用寿命大幅延长

内镜机种丰富，上下消化道诊疗轻松应对



NBI
Narrow Band Imaging



OLYMPUS



奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

北京总部: 北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层 代表电话: 010-58199000

奥林巴斯医疗株式会社

日本本部: 日本国东京都新宿区Shinjuku Monolith

内镜镜视频图像处理装置 国械注进20152221796
禁忌内容或注意事项详见说明书。
沪医械广审(文)第2015101017号

AD0031SV-横版 V02-1510